

FVH Műszer alkalmazás



Telepítési dokumentáció

FVH Műszer Kliens alkalmazáshoz



3Sz-s Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Postacím és operatív telephely:

1158 Budapest, Jánoshida utca 15.

Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914

e-mail: support@3szs.hu

Általános tudnivalók

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az FVH Műszer Kliens kiegészítő szoftvert!

A telepítés előtt elvégzendő legfontosabb feladatok

1. Vizsgálja meg a telepítésre kijelölt **számítógépet**, hogy **megfelel-e a** program által támasztott **minimális követelményeknek**.
2. Győződjön meg róla, hogy **telepítés(ek) ideje alatt Administrator/Rendszergazda felhasználóként van bejelentkezve** (ügyeljen erre az újraindítást követően is).
3. **Kapcsolja ki** a számítógépen található összes **víruskereső, működést ellenőrző (korlátozó) és tűzfal programo(ka)t**.
4. **Ne futtasson** a telepítővel párhuzamosan **semmilyen más alkalmazást**, mert az akadályozhatja a telepítés sikeres lefolyását, illetve a telepítés folyamán a számítógépet többször is újra kell majd indítani.
5. **Ellenőrizze, hogy** a számítógép C: meghajtóján **rendelkezésre áll-e megfelelő mennyiségű szabad hely** (a telepítéshez szükséges minimális lemezterület 400 MB, a mentések számára fenntartott lemezterület ajánlott mérete 3GB)
6. **Tartsa szem előtt az OP rendszer által támasztott telepítési követelményeket!**

A fentiek figyelmen kívül hagyásából kifolyólag a telepítés nem várt módon érhet véget! A hibás telepítésből eredő esetleges működési rendellenességekért a 3Sz-s Kft nem vállal felelősséget!

A telepítés menete

A teljes telepítés 1 fő részből tevődik össze, melyeket a következő sorrendben kell elvégezni:

1. FVH Műszer Kliens alkalmazás (Kliens szoftver)

- [Telepítés](#)
- [Regisztráció](#)

Az elektronikus dokumentumban a fenti „Telepítés” és a „Regisztráció” szavakra kattintva a megfelelő részhez ugorhat!



1/1. lépés: az „FVH Műszer Kliens” alkalmazás telepítése

Végezze el a telepítés előtti legfontosabb teendőket!

Telepítés menete

A kapott CD lemezről (vagy ha a www.3szs.hu oldalról töltötte le az anyagot, akkor a letöltési mappából) tallózza ki a telepítéshez szükséges fájlokat:

.. .. fájlok neve!

Indítsa el a FVH_MUSZER.exe nevű fájlt. Ezt követően megjelenik a telepítő üdvözlőképernyője:



Nyomja meg a **Tovább** gombot, ekkor megjelenik a felhasználási feltételek ablak.



Olvassa el figyelmesen a feltételeket és amennyiben egyetért kattintson az **Elfogadom** gombra. A program most már készenáll a telepítése.



1/2. lépés: az „FVH Műszer Kliens” alkalmazás regisztrálása



A regisztráció elvégezhető **telefonon keresztül**, illetve **online (interneten)** (ekkor a kijelölt számítógépnek rendelkeznie kell internet kapcsolattal).

Ha a telefonos kódkérést választja, nyomja meg a „**Telefonos Regisztráció**” gombot, és hívja [ügyfélszolgálatunkat!](#)

Írja be a telefonos operátortól kapott válaszkódot (4x5 karakter), majd nyomja meg az **Tovább** gombot.


Hiba esetén ellenőrizze a beírt adatokat!



Ha az **Internetes regisztrációt** választja, e-mailben kapja meg a regisztrációs kódot.

Írja be az e-mailben kapott válaszkódot (2x6 karakter), majd nyomja meg az **Iovább** gombot.

Hiba esetén ellenőrizze



A kód beírása után nyomja meg **Telepítés** gombot a telepítés megkezdéséhez.



A telepítés folyamata pár percig is eltarthat.





A telepítő befejezéséhez kattintson a **Bezárás** gombra.

A telepítést követően MINDEN ESETBEN indítsa újra a számítógépet!

